



## KINDER-KONNEKTOREN, gerade

autoklavierbar, Material: PSU



REF 60-20-703 VE 10




REF 60-20-713 VE 10

## Y-VERBINDUNGSSTÜCKE FÜR KINDER

autoklavierbar, Material: Silikon (Verbindungsschlauch), PSU (Konnektor)

REF 65-20-100 VE 10



REF 65-20-200 VE 10



## FALTENSCHLÄUCHE FÜR KINDER

autoklavierbar, Material: Silikon



Länge: 9,0 cm

REF 65-00-090 VE 10



Länge: 10,5 cm

REF 65-00-105 VE 10

## NARKOSESYSTEM FÜR KINDER

autoklavierbar

bestehend aus:

- 2 x 9,0 mm Silikon-Beatmungsschlauch REF 66-11-110
- 9,0 mm Silikon-Beatmungsschlauch REF 66-12-110
- Y-Verbindungsstück, rechtwinklig REF 60-20-100
- Silikon-Atembeutel 500 ml REF 66-00-011
- Konnektor, gerade REF 60-12-110


REF 62-11-200 VE 1



## 19 MM BEATMUNGSSCHLAUCH FÜR ERWACHSENE

autoklavierbar, Material: Silikon


Länge	Farbe: grün	Farbe: transparent	VE
30 cm	REF 66-22-030	REF 66-22-030tr	1
40 cm	REF 66-22-040	REF 66-22-040tr	1
60 cm	REF 66-22-060	REF 66-22-060tr	1
80 cm	REF 66-22-080	REF 66-22-080tr	1
90 cm	REF 66-22-090	REF 66-22-090tr	1
110 cm	REF 66-22-110	REF 66-22-110tr	1
130 cm	REF 66-22-130	REF 66-22-130tr	1
150 cm	REF 66-22-150	REF 66-22-150tr	1
180 cm	REF 66-22-180	REF 66-22-180tr	1
200 cm	REF 66-22-200	REF 66-22-200tr	1



## 19 MM BEATMUNGSSCHLAUCH FÜR ERWACHSENE, mit Winkel-Muffe

autoklavierbar, Material: Silikon, Farbe: grün

Länge	REF	VE
25 cm	66-22-925	1
40 cm	66-22-940	1




## 16 MM "LEICHTSCHLAUCH" FÜR ERWACHSENE

autoklavierbar, Material: Silikon, Farbe: grün

- Gewichtseinsparung durch reduzierten Innendurchmesser und dünnere Spirale
- hohe Stabilität
- längere Lebensdauer als autoklavierbare Kunststoffschläuche

Länge	REF	VE
30 cm	69-16-030	1
45 cm	69-16-045	1
60 cm	69-16-060	1
90 cm	69-16-090	1
110 cm	69-16-110	1
130 cm	69-16-130	1
150 cm	69-16-150	1
180 cm	69-16-180	1
200 cm	69-16-200	1



## ZUBEHÖR

autoklavierbar

**Aufhängehaken**  
für 9 mm / 19 mm  
Beatmungsschläuche  
Material: Silikon



REF 66-00-002 VE 5

**Gerader Konnektor**  
zum Verbinden und Verlängern  
von Beatmungsschläuchen mit  
22 mm Muffen, Material: POM




REF 60-15-110 VE 1

## 9 MM BEATMUNGSSCHLAUCH FÜR KINDER

autoklavierbar, Material: Silikon, Farbe: grün


### 10 mm Muffen

Länge	REF	VE
25 cm	66-10-025	1
45 cm	66-10-045	1
60 cm	66-10-060	1
85 cm	66-10-085	1
110 cm	66-10-110	1
130 cm	66-10-130	1
150 cm	66-10-150	1
200 cm	66-10-200	1




### 10 mm / 22 mm Muffe

Länge	REF	VE
25 cm	66-11-025	1
45 cm	66-11-045	1
60 cm	66-11-060	1
85 cm	66-11-085	1
110 cm	66-11-110	1
130 cm	66-11-130	1
150 cm	66-11-150	1
170 cm	66-11-170	1
200 cm	66-11-200	1



### 22 mm Muffen

Länge	REF	VE
25 cm	66-12-025	1
60 cm	66-12-060	1
85 cm	66-12-085	1
110 cm	66-12-110	1
130 cm	66-12-130	1
150 cm	66-12-150	1
170 cm	66-12-170	1
200 cm	66-12-200	1




## 9 MM "LEICHTSCHLAUCH" FÜR KINDER

autoklavierbar, Material: Silikon, Farbe: grün

- Gewichtseinsparung durch reduzierten Innendurchmesser und dünnere Spirale
- hohe Stabilität
- längere Lebensdauer als autoklavierbare Kunststoffschläuche

Länge	REF	VE
25 cm	69-10-025	1
45 cm	69-10-045	1
60 cm	69-10-060	1
90 cm	69-10-090	1
110 cm	69-10-110	1
130 cm	69-10-130	1
150 cm	69-10-150	1
170 cm	69-10-170	1
200 cm	69-10-200	1



# NARKOSESYSTEME FÜR KINDER

autoklavierbar

## Jackson Rees System I

bestehend aus:

- Silikon-Atembeutel 500 ml mit offenem Schlauchansatz REF 66-00-141
- Konnektor, gerade 22 mm A.D. zu 22 mm A.D. REF 60-12-110
- Silikonschlauch REF 64-00-230
- T-Konnektor REF 67-20-005
- Drehkonnektor, rechtwinklig REF 60-60-002
- Konnektor, gerade 22 mm I.D. REF 60-30-002
- O<sub>2</sub>-Silikonschlauch (Länge: 180 cm) REF 68-070-20

REF 67-12-000

dito,

jedoch Silikon-Atembeutel 500 ml mit 5 mm Öffnung (REF 66-00-441)

REF 67-11-000




## Jackson Rees System II

bestehend aus:

- Silikon-Atembeutel 500 ml REF 66-00-011
- Konnektor, gerade 22 mm A.D. zu 22 mm A.D. REF 60-12-110
- Silikonschlauch REF 64-00-230
- Jackson Rees Ventil REF 67-10-002
- Drehkonnektor, rechtwinklig REF 60-60-002
- Konnektor, gerade 22 mm I.D. REF 60-30-002
- O<sub>2</sub>-Silikonschlauch (Länge: 180 cm) REF 68-070-20

REF 67-12-100



## Jackson Rees System III

bestehend aus:

- Silikon-Atembeutel 500 ml REF 66-00-011
- Konnektor, gerade 22 mm A.D. zu 22 mm A.D. REF 60-12-110
- Jackson Rees Ventil REF 67-10-222
- Konnektor, gerade 22 mm A.D. zu 22 mm A.D. REF 60-40-005
- Silikonschlauch REF 65-00-200
- T-Konnektor REF 67-20-005
- Drehkonnektor, rechtwinklig REF 60-60-002
- Konnektor, gerade 22 mm I.D. REF 60-30-002
- O<sub>2</sub>-Silikonschlauch (Länge: 180 cm) REF 68-070-20

REF 67-12-200



## Jackson Rees System IV

bestehend aus:

- Silikon-Atembeutel 500 ml REF 66-00-011
- Konnektor, gerade 22 mm A.D. zu 22 mm A.D. REF 60-12-110
- Jackson Rees Ventil REF 67-10-002
- Drehkonnektor, rechtwinklig REF 60-60-002
- Konnektor, gerade 22 mm I.D. REF 60-30-002
- O<sub>2</sub>-Silikonschlauch (Länge: 180 cm) REF 68-070-20

REF 67-12-300



# NARKOSESYSTEME FÜR ERWACHSENE

autoklavierbar

## Waters / Mapleson C

bestehend aus:

- Silikon-Atembeutel 2300 ml
- Waters Ventil mit O<sub>2</sub>-Anschluss
- Drehkonnektor, rechtwinklig
- Konnektor, gerade 22 mm I.D.
- O<sub>2</sub>-Silikonschlauch (Länge: 180 cm)

REF 66-00-013  
REF 67-10-003  
REF 60-60-002  
REF 60-30-002  
REF 68-070-20

REF 67-12-500




## Magill / Mapleson A

bestehend aus:

- Silikon-Atembeutel 2300 ml
- Magill Ventil ohne O<sub>2</sub>-Anschluss
- Drehkonnektor, rechtwinklig
- T-Konnektor 22 mm I.D.
- 16 mm Silikon-Beatmungsschlauch (Länge: 180 cm)

REF 66-00-013  
REF 67-10-333  
REF 60-60-002  
REF 60-11-533  
REF 69-16-180

REF 67-12-600




## EXSPIRATIONSVENTIL

autoklavierbar, Material: Aluminium


### Waters Ventil

REF 67-10-003 VE 1



### Magill Ventil


REF 67-10-333 VE 1



## JACKSON REES EXSPIRATIONSVENTIL

autoklavierbar, Material: Aluminium

REF 67-10-002 VE 1



REF 67-10-222 VE 1



## AYRES T-PIECES

autoklavierbar, Material: PSU

REF 67-20-005 VE 1



REF 67-20-004 VE 1

