



## RACCORDS PEDIATRIQUES, droits

autoclavables, Matériau: PSU



REF 60-20-703 boîte 10




REF 60-20-713 boîte 10

## TUBES DE CONNEXION EN Y PEDIATRIQUES

autoclavables, Matériau: Silicone (tube de connexion), PSU (raccords)

REF 65-20-100 boîte 10



REF 65-20-200 boîte 10



## TUYAUX SPIRALES PEDIATRIQUES

autoclavables, Matériau: Silicone



Longueur: 9,0 cm

REF 65-00-090 boîte 10



Longueur: 10,5 cm

REF 65-00-105 boîte 10

## CIRCUIT POUR NARCOSE PEDIATRIQUE

autoclavable

composé de:

- 2 x 9,0 mm Tube en silicone pour respirateurs REF 66-11-110
- 9,0 mm Tube en silicone pour respirateurs REF 66-12-110
- Raccord en Y, angulaire REF 60-20-100
- Ballon d'anesthésie en silicone 500 ml REF 66-00-011
- Raccord, droit REF 60-12-110


REF 62-11-200 boîte 1



## TUBES POUR RESPIRATEURS DE 19 MM POUR ADULTES

autoclavables, Matériau: Silicone


Longueur	Couleur: vert	Couleur: transparent	boîte
30 cm	REF 66-22-030	REF 66-22-030tr	1
40 cm	REF 66-22-040	REF 66-22-040tr	1
60 cm	REF 66-22-060	REF 66-22-060tr	1
80 cm	REF 66-22-080	REF 66-22-080tr	1
90 cm	REF 66-22-090	REF 66-22-090tr	1
110 cm	REF 66-22-110	REF 66-22-110tr	1
130 cm	REF 66-22-130	REF 66-22-130tr	1
150 cm	REF 66-22-150	REF 66-22-150tr	1
180 cm	REF 66-22-180	REF 66-22-180tr	1
200 cm	REF 66-22-200	REF 66-22-200tr	1



## TUBES POUR RESPIRATEURS DE 19 MM POUR ADULTES avec manchon angulaire

autoclavables, Matériau: Silicone, Couleur: vert

Longueur	REF	boîte
25 cm	66-22-925	1
40 cm	66-22-940	1




## TUBES POUR RESPIRATEURS « LEGERS » DE 16 MM POUR ADULTES

autoclavables, Matériau: Silicone, Couleur: vert

- réduction du poids due à la diminution des tubes
- stabilité élevée
- longévité comparable à celle des autres tubes

Longueur	REF	boîte
30 cm	69-16-030	1
45 cm	69-16-045	1
60 cm	69-16-060	1
90 cm	69-16-090	1
110 cm	69-16-110	1
130 cm	69-16-130	1
150 cm	69-16-150	1
180 cm	69-16-180	1
200 cm	69-16-200	1



## ACCESSOIRES

autoclavables

**Attache en silicone**  
pour tubes pour respirateurs  
de 9 mm et 19 mm  
Matériau: Silicone

REF 66-00-002    boîte 5



**Connecteur, droit**  
pour connecter et rallonger  
les tubes pour respirateurs  
avec manchon de 22 mm D.I.,  
Matériau: POM

REF 60-15-110    boîte 1




## TUBES POUR RESPIRATEURS DE 9 MM POUR ENFANTS

autoclavables, Matériau: Silicone, Couleur: vert


### manchons de 10 mm

Longueur	REF	boîte
25 cm	66-10-025	1
45 cm	66-10-045	1
60 cm	66-10-060	1
85 cm	66-10-085	1
110 cm	66-10-110	1
130 cm	66-10-130	1
150 cm	66-10-150	1
200 cm	66-10-200	1




### manchons de 10 mm / 22 mm

Longueur	REF	boîte
25 cm	66-11-025	1
45 cm	66-11-045	1
60 cm	66-11-060	1
85 cm	66-11-085	1
110 cm	66-11-110	1
130 cm	66-11-130	1
150 cm	66-11-150	1
170 cm	66-11-170	1
200 cm	66-11-200	1



### manchons de 22 mm

Longueur	REF	boîte
25 cm	66-12-025	1
60 cm	66-12-060	1
85 cm	66-12-085	1
110 cm	66-12-110	1
130 cm	66-12-130	1
150 cm	66-12-150	1
170 cm	66-12-170	1
200 cm	66-12-200	1




## TUBES POUR RESPIRATEURS « LEGERS » DE 9 MM POUR ENFANTS

autoclavables, Matériau: Silicone, Couleur: vert

- réduction du poids due à la diminution des tubes
- stabilité élevée
- longévité comparable à celle des autres tubes

Longueur	REF	boîte
25 cm	69-10-025	1
45 cm	69-10-045	1
60 cm	69-10-060	1
90 cm	69-10-090	1
110 cm	69-10-110	1
130 cm	69-10-130	1
150 cm	69-10-150	1
170 cm	69-10-170	1
200 cm	69-10-200	1



## CIRCUITS JACKSON REES POUR PEDIATRIQUES

autoclavables

### Circuit Jackson Rees I

composé de:

- Ballon d'anesthésie 500 ml avec embout ouvert et capuchon REF 66-00-141
- Raccord, droit 22 mm D.E. à 22 mm D.E. REF 60-12-110
- Tube en silicone REF 64-00-230
- Raccord en T REF 67-20-005
- Raccord orientable, angulaire REF 60-60-002
- Raccord, droit 22 mm D.I. REF 60-30-002
- Tube en silicone O<sub>2</sub> (Longueur: 180 cm) REF 68-070-20

REF 67-12-000



idem,

mais avec ballon d'anesthésie en silicone avec trou de 5 mm (REF 66-00-441)


REF 67-11-000

### Circuit Jackson Rees II

composé de:

- Ballon d'anesthésie 500 ml REF 66-00-011
- Raccord, droit 22 mm D.E. à 22 mm D.E. REF 60-12-110
- Tube en silicone REF 64-00-230
- Valve Jackson Rees REF 67-10-002
- Raccord orientable, angulaire REF 60-60-002
- Raccord, droit 22 mm D.I. REF 60-30-002
- Tube en silicone O<sub>2</sub> (Longueur: 180 cm) REF 68-070-20

REF 67-12-100



### Circuit Jackson Rees III

composé de:

- Ballon d'anesthésie 500 ml REF 66-00-011
- Raccord, droit 22 mm D.E. à 22 mm D.E. REF 60-12-110
- Valve Jackson Rees REF 67-10-222
- Raccord, droit 22 mm D.E. à 22 mm D.E. REF 60-40-005
- Tube en silicone REF 65-00-200
- Raccord en T REF 67-20-005
- Raccord orientable, angulaire REF 60-60-002
- Raccord, droit 22 mm D.I. REF 60-30-002
- Tube en silicone O<sub>2</sub> (Longueur: 180 cm) REF 68-070-20

REF 67-12-200



### Circuit Jackson Rees IV

composé de:

- Ballon d'anesthésie 500 ml REF 66-00-011
- Raccord, droit 22 mm D.E. à 22 mm D.E. REF 60-12-110
- Valve Jackson Rees REF 67-10-002
- Raccord orientable, angulaire REF 60-60-002
- Raccord, droit 22 mm D.I. REF 60-30-002
- Tube en silicone O<sub>2</sub> (Longueur: 180 cm) REF 68-070-20

REF 67-12-300



## CIRCUITS DE RESPIRATION POUR ADULTES

autoclavables

### Circuit Waters / Mapleson C

composé de:

- Ballon d'anesthésie 2300 ml REF 66-00-013
- Valve Waters avec connexion O<sub>2</sub> REF 67-10-003
- Raccord orientable, angulaire REF 60-60-002
- Raccord, droit 22 mm D.I. REF 60-30-002
- Tube en silicone O<sub>2</sub> (Longueur: 180 cm) REF 68-070-20

REF 67-12-500




### Circuit Magill / Mapleson A

composé de:

- Ballon d'anesthésie 2300 ml REF 66-00-013
- Valve Waters sans connexion O<sub>2</sub> REF 67-10-333
- Raccord orientable, angulaire REF 60-60-002
- Raccord en T 22 mm D.I. REF 60-11-533
- Tube pour respirateur de 16 mm (Longueur: 180 cm) REF 69-16-180

REF 67-12-600



## VALVES D'EXPIRATION

autoclavables, Matériau: Aluminium

### Valve Waters

REF 67-10-003 boîte 1



### Valve Magill

REF 67-10-333 boîte 1



## VALVES JACKSON REES

autoclavables, Matériau: Aluminium

REF 67-10-002 boîte 1



REF 67-10-222 boîte 1



## AYRES T-PIECES

autoclavables, Matériau: PSU

REF 67-20-005 boîte 1



REF 67-20-004 boîte 1

