


TUBE INHALER

Pour l'administration d'aérosols sur des patients intubés
autoclavable, Matériau: PSU

- compatible avec tous les aérosols
- application de l'aérosol pendant l'inspiration
- utilisation facile
- pas d'interruption de la ventilation
- aspiration possible (sonde CH 16 max.)



pour des aérosols avec
système de comptage ou
standard

REF 60-67-009 boîte 10



REF 60-65-009 boîte 10



REF 60-60-009 boîte 10




REF 60-60-209 boîte 10

TUBE INHALER (TUBES DE CONNEXION)

autoclavables, Matériau: Silicone (tube de connexion), PSU (raccord)

Longueur: 13 cm

REF 65-10-009 boîte 10



Longueur: 13 cm

REF 65-15-209 boîte 10

