

# Blutentleerung

## Rollmanschetten

- Blutentleerung ermöglicht einfache und schnelle Blutentleerung innerhalb weniger Sekunden (Alternative zu Esmarch Binden)
- Material: Silikon, transparent
- Wiederverwendbar, autoklavierbar bis 134°C
- Latexfrei

Größe	Farbcodierung	Extremität	REF
0	grau	16-21 cm	21-95-710
1	weiß	20-28 cm	21-95-711
2	hellblau	26-33 cm	21-95-712
3	gelb	31-40 cm	21-95-719
4	rot	38-49 cm	21-95-722
5	grün	47-60 cm	21-95-727
6	dunkelblau	58-70 cm	21-95-729



**Handpumpe**  
mit Manometer und  
1 m Verbindungsschlauch  
REF 21-95-350




**Manometer**  
mit 1 m Verbindungsschlauch  
REF 21-95-300

**Bremskeil**  
aus Silikon  
autoklavierbar bis 134°C  
klein REF 21-95-200  
groß REF 21-95-201



**Maßband**  
farbcodiert, zur Bestimmung der  
passenden Manschettengröße  
REF 21-95-111



## Rollmanschetten-Set

### kleine Größen

komplett im Koffer bestehend aus # 1-4, Manometer mit Verbindungsschlauch, Maßband, Bremskeil groß und klein

REF 21-95-400

### Rollmanschetten-Set

#### große Größen

komplett im Koffer bestehend aus # 3-6, Handpumpe mit Manometer und Verbindungsschlauch, Maßband, Bremskeil groß und klein

REF 21-95-401

## Esmarch Binden

autoklavierbar bis 134°C, VE 1

Latexfrei

Länge: 5 m

Breite REF

6 cm 20-20-060

8 cm 20-20-080

10 cm 20-20-100

12 cm 20-20-120

15 cm 20-20-150



Einmalgebrauch, steril verpackt, VE 10

Latexfrei

Länge: 4 m

Breite REF

6 cm 20-21-060-1

8 cm 20-21-080-1

10 cm 20-21-100-1

15 cm 20-21-150-1



Länge: 3 m

Breite REF

8 cm 20-23-080-1

## Dreikammer-Blutentleerungsmanschetten

Zur automatischen Blutentleerung in Verbindung mit VBM Tourniquets 2800, 5000 und 5800

Durch das Dreikammer-System wird die Manschette automatisch von distal nach proximal belüftet.

Mit dem 3-Positions Reißverschluss kann die Manschette auf unterschiedlich starke Extremitäten eingestellt werden, zur effizienten Blutentleerung der Extremität. Hülle und Innenleben sind austauschbar und separat erhältlich.



REF 20-13-341



REF 20-13-343

Dreikammer-Blutentleerungsmanschette, für Arm  
Dreikammer-Blutentleerungsmanschette, für Bein

REF 20-13-341  
REF 20-13-343

