

Blutsperremanschetten

Produkt Information

Silikon Blase

- Silikon ist elastisch und wirkt als Niederdruckmanschette (je breiter die Manschette, desto geringer der notwendige Druck)
- Qualitativ hochwertiges, widerstandsfähiges Material
- Latexfrei

Sicherheitsbänder

- Ermöglichen einfaches Anlegen und Sicherung der Manschette
- Farbcodierung für unterschiedliche Größen

Konische Manschetten

- Passen sich ideal an extrem konische Gliedmaßen an

Silikon Schlauch

- Knicksicher
- Wird nicht porös
- Latexfrei

Schnellverschlusskupplung

- Einfaches Anbringen und Entfernen
- Für sichere und dichte Belüftung

Einfachmanschetten



- Stoffmanschetten**
- Waschbar bei 60°C
 - Blase und Stoffhülle austauschbar



- Silikonmanschetten**
- Autoklavierbar bis 134°C
 - Einfach zu reinigen, trocknen schnell



- Silikon/Klett Manschetten**
- Autoklavierbar bis 134°C
 - Klettband austauschbar
 - Einfach zu reinigen, trocknen schnell



- Dispo Cuff**
- zum Einmalgebrauch, steril verpackt
 - Dünne, verschweißte Manschette (keine Blase)
 - Vermindert Kontaminationsrisiko




- Slim Cuff**
- Waschbar bei 60°C
 - Dünne, verschweißte Manschette (keine Blase)

Patient, Größe	Stoffmanschetten	Silikonmanschetten	Silikon/Klett Manschetten	Dispo Cuff	Slim Cuff
Baby 20 cm	20-54-700	—	20-64-700	20-34-700SLZ-1	20-74-700
Kind 30 cm	20-54-710	20-94-710	20-64-710	20-34-710SLZ-1	20-74-710
Arm 35 cm	20-54-711	20-94-711	20-64-711	20-34-711SLZ-1	20-74-711
Arm, 46 cm	20-54-712	20-94-712	20-64-712	20-34-712SLZ-1	20-74-712
Unter- schenkel 46 cm	20-54-512 konisch	—	—	20-34-715SLZ-1 konisch	20-74-715 konisch
Bein 61 cm	gerade 20-54-722 konisch 20-54-522	20-94-722	20-64-722	20-34-722SLZ-1 konisch	20-74-722 konisch
Bein 76 cm	gerade 20-54-727 konisch 20-54-527	20-94-727	20-64-727	20-34-727SLZ-1 konisch	20-74-727 konisch
Bein 86 cm	gerade 20-54-728 konisch 20-54-528	20-94-728	20-64-728	20-34-728SLZ-1 konisch	20-74-728 konisch
Bein 107 cm	20-54-729	20-94-729	20-64-729	20-34-729SLZ-1 konisch	20-74-729 konisch

Schutzhülle

für Blutsperrmanschetten

Schützt die Manschetten vor Verunreinigung und ermöglicht ein flüssigkeitsdichtes Abkleben, ohne die Manschette zu beschädigen.



REF	Größe	VE
REF 20-11-111	klein	50
REF 20-11-111-1	dgl. jedoch steril	50
REF 20-11-333	mittel	50
REF 20-11-333-1	dgl. jedoch steril	50
REF 20-11-222	groß	50
REF 20-11-222-1	dgl. jedoch steril	50

Maßband

farbcodiert, zur Bestimmung der passenden Manschettengröße, wiederverwendbar

VE 10 REF 20-95-111

dito, jedoch zum Einmalgebrauch
(VE 1 Block à 50 Bänder)

VE 1 REF 20-95-222



Doppelmanschetten



Stoffmanschetten
 • Waschbar bei 60°C
 • Blase und Stoffhülle austauschbar



Silikonmanschetten
 • Autoklavierbar bis 134°C
 • Einfach zu reinigen, trocknen schnell



Silikon/Klett Manschetten
 • Autoklavierbar bis 134°C
 • Klettband austauschbar
 • Einfach zu reinigen, trocknen schnell



Dispo Cuff
 • zum Einmalgebrauch, steril verpackt
 • Dünne, verschweißte Manschette (keine Blase)
 • Vermindert Kontaminationsrisiko

Patient,
Größe

Baby 20 cm	20-50-700	—	20-60-700	—
Kind 30 cm	20-50-710	20-90-710	20-60-710	20-30-710SLZ-1
Arm 35 cm	20-50-711	20-90-711	20-60-711	—
Arm, 46 cm	20-50-712	20-90-712	20-60-712	20-30-712SLZ-1
Bein 61 cm	20-50-722	20-90-722	20-60-722	20-30-722SLZ-1
Bein 76 cm	20-50-727	—	20-60-727	—
Bein 86 cm	20-50-728	—	—	—
Bein 107 cm	20-50-729	—	—	—