

Druckinfusionsmanschetten

500 ml und 1000 ml

Manuelles System zur schnellen Verabreichung von Spül- und Infusionslösungen.
Ideal für Ambulanzen, Operationsräume und Intensivstationen.

500 ml

wiederverwendbar

mit Handgebläse

REF

51-05-050

mit Handgebläse und Manometer

51-06-050

mit Handgebläse und Manometer

51-08-050

(schockresistentes Präzisionsmanometer)



REF 51-08-050



REF 57-08-050

VBM Infusor

transparente Druckinfusionsmanschette
Umschlage-Design, wiederverwendbar

500 ml

mit Handgebläse und farbcodierter Druckanzeige

REF

57-02-050

mit Handgebläse und fixiertem Manometer

57-06-050

mit Handgebläse und Manometer

57-08-050

(schockresistentes Präzisionsmanometer)

1000 ml

Taschenform mit Reißverschluss, wiederverwendbar

REF

mit Handgebläse

52-05-100

mit Handgebläse und Manometer

52-06-100

mit Handgebläse und Manometer

52-08-100

(schockresistentes Präzisionsmanometer)



REF 52-08-100

1000 ml

Umschlage-Design mit Klettverschluss, wiederverwendbar

mit Handgebläse

REF

53-05-100

mit Handgebläse und Manometer

53-06-100

mit Handgebläse und Manometer
(schockresistentes Präzisionsmanometer)

53-08-100



zum Einpatientengebrauch

500 ml

mit Handgebläse, Dreiwegehahn und farbcodierter Druckanzeige

REF

56-02-050

mit Handgebläse und Dreiwegehahn

56-03-050

1000 ml

mit Handgebläse, Dreiwegehahn und farbcodierter Druckanzeige

REF

56-02-100

mit Handgebläse und Dreiwegehahn

56-03-100



VBM Infusor

transparente Druckinfusionsmanschette

Umschlage-Design, wiederverwendbar

1000 ml

mit Handgebläse und farbcodierter Druckanzeige

REF


57-02-100

mit Handgebläse und fixiertem Manometer

57-06-100

mit Handgebläse und Manometer
(schockresistentes Präzisionsmanometer)

57-08-100



Druckinfusionsmanschetten

1500 ml, 3000 ml und 5000 ml

Für die Spülung z.B. während der Arthroskopie, Laparoskopie und Hysteroskopie

1500 ml

Taschenform mit Reißverschluss, wiederverwendbar

	REF
mit weiblichem Luer Lock Konnektor	52-01-150
mit Handgebläse und Manometer (schockresistentes Präzisionsmanometer)	52-08-150
mit Handpumpe und Manometer (schockresistentes Präzisionsmanometer)	52-30-150



3000 ml

Taschenform mit Reißverschluss, wiederverwendbar

	REF
mit weiblichem Luer Lock Konnektor	52-01-300
mit Handgebläse und Manometer (schockresistentes Präzisionsmanometer)	52-08-300
mit Handpumpe und Manometer, (schockresistentes Präzisionsmanometer)	52-30-300

5000 ml

Taschenform mit Reißverschluss, wiederverwendbar

	REF
mit weiblichem Luer Lock Konnektor	52-01-500
mit Handgebläse und Manometer (schockresistentes Präzisionsmanometer)	52-08-500
mit Handpumpe und Manometer (schockresistentes Präzisionsmanometer)	52-30-500



Zubehör für Druckinfusionsmanschetten



Manometer 300 mmHg
schockresistent
REF 34-17-300



Manometer 300 mmHg
REF 20-16-300



Manometer 300 mmHg
mit Handgebläse und Ablassventil
REF 20-18-300



Manometer 300 mmHg
mit Handgebläse, Ablassventil und
männlichem Luer Lock Konnektor
REF 51-09-666



Handgebläse
mit Ablassventil
REF 51-10-666



Handpumpe
mit Ablassventil und männlichem
Luer Lock Konnektor
REF 51-30-000



Fußpumpe
mit 2 m Silikonschlauch, Ablassventil und
männlichem Luer Lock Konnektor
REF 51-20-000



Handgebläse
mit farbcodierter Druckanzeige,
Dreivegehahn und männlichem
Luer Lock Konnektor
REF 51-02-666



Handgebläse
mit Dreivegehahn und männlichem
Luer Lock Konnektor
REF 51-03-666



Dreivegehahn
mit zwei männlichen und einem
weiblichen Luer Lock Konnektor
REF 51-02-000

