

<b>VBM</b> <b>Medizintechnik</b> <b>Qualitätssicherung</b>	<b>Übersichtsliste</b> <b>Naturlatexhaltige Medizinprodukte</b> <b>von VBM</b>	Datum: 20.09.2011 Ausgabe: 17 Datei: siehe unten Seite: 1 von 1
--	--	--

Um unsere Kunden über mögliche oder potentielle Reaktionen und/oder Nebenwirkungen durch den Gebrauch unserer Produkte in Kenntnis zu setzen, stellen wir folgende Liste mit Produkten und Komponenten zur Verfügung, welche **Naturlatex** enthalten.



**Warnhinweise:**

Nachfolgend aufgeführte Produkte enthalten Naturlatex. Der Kontakt mit den Produkten kann bei manchen Personen zu allergischen Reaktionen führen.

Alle weiteren VBM-Produkte sind nach derzeitigem Kenntnisstand latexfrei.

Produkt	Best.Nr.	Latexhaltige Komponente
Druckinfusionsmanschetten Ersatzteil Gummiblase	50-xx-100 50-xx-500 51-xx-025 51-xx-050 51-91-055 52-xx-100 52-xx-150 52-xx-300 52-xx-330 52-61-335 52-xx-500 53-xx-100 53-xx-110 53-xx-150 53-xx-200 53-xx-300 53-xx-330 53-xx-500	Gummiblase incl. Schläuche
Gudel Tubus mit elastischem Halsband (lediglich Größe 0, 00, 000)	40-26-007-1 40-26-008-1 40-26-009-1 40-06-040	Elastisches Band
Endotape Oral/Nasal	40-8018-044	Elastisches Band
Staubänder	20-30-000 20-32-000	Elastisches Band
Wärmekissen <sup>1.)</sup>	WK-400x (xx)	Elastisches Halteband

<sup>1.)</sup> nicht als Medizinprodukt klassifiziert