

# Pompe d'aspiration manuelle VBM

Il s'agit d'une pompe à vide manuelle efficace et puissante. Permet d'aspirer rapidement les sécrétions des cavités oro- et rhino-pharyngées, chez l'adulte ou l'enfant, en urgence.

- alternative de faible coût aux dispositifs électriques et aux pompes à pied
- léger et transportable
- manipulation simple et système très puissant
- convient pour les kit standards
- „flacons de recueil“ à usage unique pour adultes et enfants
- cathéters d'aspiration souples et atraumatiques



connexion 15mm D.I.

- pour la connexion directe à la sonde ET
- pour la connexion des cathéters d'aspiration inclus dans le set
- pour la connexion du raccord permettant le montage de sondes d'aspiration standards

## Détails techniques

Dépression: max. 560mmHg

Dimension: 180 x 50 x 170mm

Poids: 170g

## Pompe d'aspiration manuelle

complet avec flacons pour adultes et enfants, trois cathéters d'aspiration (petit, moyen, large) et raccord pour cathéters (pour les sondes d'aspiration standards).

REF 30-55-500

**VBM** France sarl

ZAC de la Ferrage • Avenue Maréchal Leclerc • 13980 Alleins  
Tél.: 04.42.46.79.53 • Fax: 04.42.46.79.54 • E-mail: info@vbm-medical.fr



# Accessoires



**Flacon de 250ml pour adultes, avec couvercle**  
REF 30-56-250




**Flacon de 50ml pour enfants, avec couvercle**  
REF 30-56-050

**Cathéter d'aspiration, grand, Ch 36**  
REF 30-57-812



15 D.E.

**Cathéter d'aspiration, moyen, Ch 28**  
REF 30-57-609



15 D.E.

**Cathéter d'aspiration, petit, Ch 14**  
REF 30-57-305



15 D.E.

15 D.I.



**Couvercle pour aspiration avec connexion de 15mm D.I.**  
REF 30-56-001

**Raccord pour sondes standards d'aspiration**  
REF 30-58-060

15 D.E.



**Sac, pour la pompe, les flacons et les cathéters d'aspiration**  
REF 30-64-000