

VBM Handabsaugpumpe

Eine effektive und leistungsstarke Handabsaugpumpe. Für die schnelle Absaugung von Flüssigkeiten aus Mund- und Nasenbereich von Erwachsenen und Kindern in Notfallsituationen.

- kostengünstige Alternative zu elektrischen und fußbetriebenen Geräten
- leicht und tragbar
- einfach zu bedienen mit maximaler Leistung
- passt problemlos in gängige Taschen
- Behälter zum Einmalgebrauch für Erwachsene und Kinder
- weiche und atraumatische Absaugkatheter
- Ventil verhindert den Rückfluß von Flüssigkeiten zum Patienten



Technische Daten

Vakuum: max. 560mmHg
Maße: 180 x 50 x 170mm
Gewicht: 170g

Handabsaugpumpe

komplett mit Behälter für Erwachsene und Kinder, drei Absaugkathetern (klein, mittel, groß) und Katheter Adapter (für trichterförmige Absaugkatheter).

REF 30-55-500

Zubehör für Handabsaugpumpe



250ml Behälter für Erwachsene, mit Verschlussdeckel
REF 30-56-250




50ml Behälter für Kinder, mit Verschlussdeckel
REF 30-56-050

Absaugkatheter, groß, Ch 36
REF 30-57-812



15 A.D.

Absaugkatheter, mittel, Ch 28
REF 30-57-609



15 A.D.

Absaugkatheter, klein, Ch 14
REF 30-57-305



15 A.D.

15 I.D.



Absaugdeckel mit 15mm I.D. Anschluss
REF 30-56-001

Katheter Adapter für trichterförmige Absaugkatheter
REF 30-58-060

15 A.D.




Tasche passend für Pumpe, Kanister, Absaugkatheter
REF 30-64-000

VBM Medizintechnik GmbH

Einsteinstrasse 1 • DE-72172 Sulz a.N. • Germany

Tel.: 07454 / 959650 • Fax: 07454 / 959633 • E-mail: verkauf@vbm-medical.de • www.vbm-medical.de



P325-2.00DE07.07