


# VBM Bi-Maske

Flexible Maske auf Grund des einzigartigen Designs mit der Kombination von zwei Materialien. Das Silikonmaterial der Maske ist weich und komfortabel für den Patienten. Der von Silikon umhüllte Kunststoff-Rahmen gibt der Maske Stabilität und ermöglicht dem Anwender ein Handling mit perfekter Abdichtung.



## Bi-Maske

latexfrei, autoklavierbar bis 134°C

Größe	Patient	Farbe	REF	VE
3	Erwachsene klein	gelb	35-65-223	1
4	Erwachsene mittel	rot	35-65-224	1
5	Erwachsene groß	violett	35-65-225	1
6	Erwachsene extra groß	blau	35-65-226	1



### Haltering

Ø 30-33 mm,  
aus Polysulfon (PSU)


REF 35-60-266  
VE 10



### Fixationsbänder

latexfrei, autoklavierbar bis 134°C  
Material: Silikon

Patient	REF	VE
Kinder	35-70-155	10
Erwachsene	35-70-255	10



**VBM** Medizintechnik GmbH

Einsteinstrasse 1 • DE-72172 Sulz a.N. • Germany

Tel.: 07454 / 959650 • Fax: 07454 / 959633 • e-mail: verkauf@vbm-medical.de • www.vbm-medical.de

