

VBM Surgicric I


Chirurgisches Koniotomie Set zur Sicherung der Atemwege bei Obstruktion der oberen Atemwege, wenn konventionelle endotracheale Intubation nicht möglich ist.

Komponenten:


- Skalpell #20
- Trachealhaken mit stumpfer Spitze
- gebogener Dilatator
- blockbarer Trachealtubus (7,0 mm) mit verstellbarer Flange
- Spritze
- Halteband
- Verlängerungsschlauch




TECHNIK IN 4 SCHNELLEN SCHRITTEN




Identifizierung der Krikoidmembrane und Stabilisierung



Stichinzision durch Haut und Membrane mittels Skalpell



Kaudale Traktion am Ringknorpel mittels Trachealhaken



Tracheale Intubation mittels Dilator und Trachealtubus

BESTELLINFORMATION

Surgicric I
zum Einmalgebrauch, steril

REF 30-08-007-1 VE 1



VBM Medizintechnik GmbH

Einsteinstrasse 1 | 72172 Sulz a.N. | Germany

Tel.: 0 74 54 / 95 96 50 | Fax: 0 74 54 / 95 96 33 | e-mail: verkauf@vbm-medical.de | www.vbm-medical.de

