


VBM Rescuefix

Fixation de sondes d'intubation orales, pour l'Urgence, avec cale dents intégré.

En urgence, dans les cas où la fixation rapide et sûre de la sonde est vitale. Le Rescuefix permet, sans utiliser d'adhésifs, de fixer la sonde de façon sûre et rapide à l'aide d'un clamp.



RESCUEFIX

Patient	code couleur	pour Sonde E-T	REF	boîte
Enfant	jaune	5,0 – 6,5mm	40-9005-111	10
Adulte	blanc	7,0 – 10,0mm	40-9005-333	10

VBM France sarl

ZAC de la Ferrage, Avenue Maréchal Leclerc, 13980 Alleins
Tél: 04 42 46 79 53, Fax: 04 42 46 79 54, e-mail: info@vbm-medical.fr

VBM Medizintechnik GmbH

Einsteinstrasse 1 • DE-72172 Sulz a.N. • Germany
Tel.: +49 7454 / 959610 • Fax: +49 7454 / 959633
e-mail: info@vbm-medical.de • www.vbm-medical.de

