

Endofix Oral II

fixation orale pour sondes endotrachéales en anesthésie et réanimation

- cale-dents évitant l'occlusion de la sonde
- ouvertures latérales facilitent l'accès à la bouche
- flexible s'adapte à l'anatomie du patient
- coussinet souple réduit le risque de nécrose par pression
- bande de fixation pour sonde, fixation sûre de la sonde avec adhésif et bande velcro
- lanière pour une fixation efficace



avec lanière de fixation en mousse

Patient	sonde ET	code couleur	REF	boîte
Enfant	4,5 - 6,5mm	jaune	40-9005-010	10
Adulte	6,5 - 8,5mm	blanc	40-9005-030	10
Adulte large	8,5 - 10,0mm	bleu	40-9005-040	10
Adulte extra large	10,0 - 11,0mm	violet	40-9005-050	10



avec bande élastique

Patient	sonde ET	code couleur	REF	boîte
Enfant	4,5 - 6,5mm	jaune	40-9006-010	10
Adulte	6,5 - 8,5mm	blanc	40-9006-030	10
Adulte large	8,5 - 10,0mm	bleu	40-9006-040	10
Adulte extra large	10,0 - 11,0mm	violet	40-9006-050	10

Endofix Nasal

fixation nasale pour sondes ET en réanimation

- flexible s'adapte à l'anatomie du patient
- coussinet souple réduit le risque de nécrose par pression
- bande de fixation pour sonde, fixation sûre de la sonde avec adhésif et bande velcro
- lanière pour une fixation efficace



avec lanière en mousse

Patient	REF	boîte
Adulte	40-4005	25

avec lanière élastique

Patient	REF	boîte
Adulte	40-4006	25




Endofix pour bébé

fixation orale / nasale pour sonde ET sur des bébés

- flexible s'adapte à l'anatomie du bébé
- coussinet souple réduit le risque de nécrose par pression
- lanière pour une fixation efficace

Sonde ET	code couleur	REF	boîte
2,5mm	jaune	40-1005-025	25
3,0mm	rouge	40-1005-030	25
3,5mm	vert	40-1005-035	25
4,0mm	bleu	40-1005-040	25



Rescuefix

fixation orale pour sonde ET en urgence

- clamp facilite la fixation rapide et sûre
- cale-dents protège la sonde de l'occlusion
- ouvertures latérales facilitent l'accès à la bouche
- flexible s'adapte à l'anatomie du patient
- coussinet souple réduit le risque de nécrose par pression
- guide rigide pour un guidage aisé de la lanière autour du cou du patient
- lanière pour une fixation efficace



Patient	sonde ET	code couleur	REF	boîte
Enfant	5,0 - 6,5mm	jaune	40-9005-111	10
Adulte	7,0 - 10,0mm	blanc	40-9005-333	10




Lanière de fixation

fixation orale / nasale pour sonde ET

- fixation efficace par bande velcro autocollante
- matériau souple en mousse est confortable pour le patient

Patient	longueur	REF	boîte
Enfant / adulte	55cm	40-8010-033	10
Adulte	65cm	40-8010-044	10



Endotape

fixation orale / nasale pour sonde ET

- bandes élastique garantissent une fixation efficace
- matériau souple en mousse est confortable pour le patient
- longueur universelle, pour enfant et adulte

Patient	longueur	REF	boîte
Enfant / adulte	54cm	40-8018-044	10



Cale-dents

fixation orale pour sonde endotrachéale, Tube Laryngé et Masque Laryngé

- la sonde est insérée dans le cale-dents qui lui évite l'occlusion

autoclavable à 134°C (18 mn.)

#	pour	taille	REF	boîte
4	sonde ET	6,5 - 8,0mm	40-70-040	25
5	sonde ET Tube Laryngé Masque Laryngé	8,5 - 11,0mm 2 + 2,5 2 + 2,5	40-70-050	25
6	Tube Laryngé Masque Laryngé	3, 4, 5 3, 4, 5	40-70-060	25



usage unique, stérile
avec bande élastique

#	pour	taille	REF	boîte
4	sonde ET	6,5 - 8,0mm	40-66-040-1	20
5	sonde ET Tube Laryngé Masque Laryngé	8,5 - 11,0mm 2 + 2,5 2 + 2,5	40-66-050-1	20
6	Tube Laryngé Masque Laryngé	3, 4, 5 3, 4, 5	40-66-060-1	20




Canule Guedel

dispositif oropharyngé avec possibilité de fixer une sonde ET

- ergot de fixation pour aider au blocage direct de la sonde ET à la canule Guedel
- cale-dents solide avec lumière souple et atraumatique
- lumière non-réduisée et donc possibilité d'utiliser les sondes d'aspiration le plus larges possible
- ouverture latéral avec surface interne lisse facilitant l'aspiration et permettant un nettoyage aisé

autoclavable à 134°C (18 mn.)

#	code couleur	REF	boîte
000	bleu clair	40-40-007	30
00	bleu foncé	40-40-008	30
0	noir	40-40-009	30
1	blanc	40-40-010	30
2	vert	40-40-020	30
3	jaune	40-40-030	30
4	rouge	40-40-040	30
5	violet	40-40-050	30



usage unique, stérile
avec bande élastique

#	code couleur	REF	boîte
000	bleu clair	40-26-007-1	30
00	bleu foncé	40-26-008-1	30
0	noir	40-26-009-1	30
1	blanc	40-26-010-1	30
2	vert	40-26-020-1	30
3	jaune	40-26-030-1	30
4	rouge	40-26-040-1	30
5	violet	40-26-050-1	30

Lanières de fixation

fixations pour les patients avec trachéostomie

- avec bande velcro, bleu

Matériau: mousse

Patient	longueur	REF	boîte
Enfant / bébé	355mm	40-0005-011	10
Adulte / enfant	470mm	40-0005-033	10
Adulte, extra large	520mm	40-0005-044	10



- avec bande velcro, beige

Matériau: mousse avec couche en coton

Patient	longueur	REF	boîte
Enfant / bébé	340mm	40-0008-011	10
Adulte / enfant	490mm	40-0008-033	10
Adulte, extra large	590mm	40-0008-044	10



- réglable, avec bande velcro, beige

Matériau: mousse avec couche de coton

Patient	longueur	REF	boîte
Adulte / enfant	400mm	40-0066-033	10



- réglable, avec crochets, beige

Matériau: mousse avec couche de coton

Patient	longueur	REF	boîte
Adulte / enfant	350mm	40-0099-033	10



Systemes de fixation pour sondes VBM

VBM propose différentes fixations pour sondes endotrachéales (oral / nasal), sondes de trachéotomie, Tubes Laryngés ou Masques Laryngés

Applications :

- Anesthésie
- Réanimation (intubation à long terme)
- Urgence
- Soins à domicile

Plus besoin d'adhésifs au contact de la peau du patient grâce aux fixations de sondes VBM. Les matériaux souples sont confortables pour le patient et réduisent le risque de nécrose par pression.



VBM France sarl

ZAC de la Ferrage, Avenue Maréchal Leclerc, 13980 Alleins
Tél: 04 42 46 79 53, Fax: 04 42 46 79 54, e-mail: info@vbm-medical.fr

VBM Medizintechnik GmbH

Einsteinstrasse 1 • DE-72172 Sulz a.N. • Germany
Tel.: +49 7454 / 959610 • Fax: +49 7454 / 959633
e-mail: info@vbm-medical.de • www.vbm-medical.de



P4153-3_0P/02.08

