

## Beatmungsschläuche für Kinder aus Silikon

### 9 mm Beatmungsschläuche


Farbe: lindgrün (Spirale), transparent (Schlauch), autoklavierbar bis 134°C

Länge	beidseitig 10 mm Muffe		beidseitig 22 mm Muffe		VE
	10 I.D.	22 I.D.	10 I.D.	22 I.D.	
25 cm	66-10-025		66-11-025	66-12-025	1
45 cm	66-10-045		66-11-045	66-12-045	1
60 cm	66-10-060		66-11-060	66-12-060	1
85 cm	66-10-085		66-11-085	66-12-085	1
110 cm	66-10-110		66-11-110	66-12-110	1
130 cm	66-10-130		66-11-130	66-12-130	1
150 cm	66-10-150		66-11-150	66-12-150	1
170 cm	—		66-11-170	66-12-170	1
200 cm	66-10-200		66-11-200	66-12-200	1

### 9 mm "Leichtschlauch"

Farbe: lindgrün (Spirale), transparent (Schlauch), autoklavierbar bis 134°C

Länge	REF	VE	
25 cm	69-10-025	1	- Gewichtseinsparung durch dünnere Spirale
45 cm	69-10-045	1	- hohe Stabilität
60 cm	69-10-060	1	
90 cm	69-10-090	1	- längere Lebensdauer als autoklavierbare Kunststoffschläuche
110 cm	69-10-110	1	
130 cm	69-10-130	1	
150 cm	69-10-150	1	
170 cm	69-10-170	1	
200 cm	69-10-200	1	



### Narkose System für Kinder

wiederverwendbar, autoklavierbar bis 134°C

bestehend aus:

- 2 x 9,0 mm Silikon-Beatmungsschlauch
- 1 x 9,0 mm Silikon-Beatmungsschlauch
- 1 x Rechtwinkliges Y-Verbindungsstück
- 1 x Silikon-Atembeutel 500 ml
- 1 x Gerader Konnektor

REF 66-11-110  
REF 66-12-110  
REF 60-20-100  
REF 66-00-011  
REF 60-12-110

REF 62-11-200 VE 1



## Y-Verbindungsstücke für Kinder

autoklavierbar bis 134°C, Material: PSU, VE 10



### Ultra leichte Version


Material: PMP, VE 10



### Standard REF 60-20-100



### mit 3,0 mm Bronchoskop-/Absaugkappe blau, auch für den Anschluss einer Temperatursonde geeignet REF 60-20-200



**VBM Medizintechnik GmbH**

Einsteinstrasse 1 • DE-72172 Sulz a.N. • Germany  
Tel.: 07454 / 959650 • Fax: 07454 / 959633 • e-mail: verkauf@vbm-medical.de • www.vbm-medical.de



FIGS 3.02E/Rev. 07

# Wiederverwendbare Komponenten für Beatmungssysteme



**VBM Medizintechnik GmbH**




## Beatmungsschläuche für Erwachsene aus Silikon

### 19 mm Beatmungsschlauch

autoklavierbar bis 134°C


Farbe: lindgrün (Spirale), transparent (Schlauch)

Länge	REF	VE
30 cm	66-22-030	1
40 cm	66-22-040	1
60 cm	66-22-060	1
80 cm	66-22-080	1
90 cm	66-22-090	1
110 cm	66-22-110	1
130 cm	66-22-130	1
150 cm	66-22-150	1
180 cm	66-22-180	1
200 cm	66-22-200	1



Farbe: transparent (Spirale und Schlauch)

Länge	REF	VE
30 cm	66-22-030tr	1
40 cm	66-22-040tr	1
60 cm	66-22-060tr	1
80 cm	66-22-080tr	1
90 cm	66-22-090tr	1
110 cm	66-22-110tr	1
130 cm	66-22-130tr	1
150 cm	66-22-150tr	1
180 cm	66-22-180tr	1
200 cm	66-22-200tr	1




### 16 mm "Leichtschlauch"

Farbe: lindgrün (Spirale), transparent (Schlauch), autoklavierbar bis 134°C

Länge	REF	VE
30 cm	69-16-030	1
45 cm	69-16-045	1
60 cm	69-16-060	1
90 cm	69-16-090	1
110 cm	69-16-110	1
130 cm	69-16-130	1
150 cm	69-16-150	1
180 cm	69-16-180	1
200 cm	69-16-200	1


- Gewichtseinsparung durch reduzierten Innendurchmesser und dünnere Spirale
- hohe Stabilität
- längere Lebensdauer als autoklavierbare Kunststoffschläuche



### 19mm Beatmungsschlauch mit Winkel-Muffe

Farbe: lindgrün (Spirale), transparent (Schlauch), autoklavierbar bis 134°C

Länge	REF	VE
25 cm	66-22-925	1
40 cm	66-22-940	1



### Aufhängehaken aus Silikon

für 9 mm/19 mm Beatmungsschläuche

REF 66-00-002 VE 5



## Verbindungsschlauch „Gänsegurgel“ aus Silikon




mit rechtwinkligem Drehkonnektor „Doppel-Swivel“ mit 5 mm Bronchoskop-/ Absaugkappe autoklavierbar bis 134°C

REF 65-68-130 VE 10



## Y-Konnektoren


autoklavierbar bis 134°C, Material: PSU VE 10



mit Anschluss für Druckmessung (6,0 mm I.D.) REF 60-11-202

mit Anschluss für Temperatursonde (7,6 mm I.D.) REF 60-11-203

mit Anschluss für Druckmessung (6,0 mm I.D.) und Temperatursonde (7,6 mm I.D.) REF 60-11-204



## T-Konnektoren

autoklavierbar bis 134°C, Material: PSU VE 10



## Atembeutel aus Silikon

transparent, mit 22 mm Muffe und Aufhängehaken, autoklavierbar bis 134°C

Größe	Standard	mit 5mm Öffnung	mit Schlauch und Kappe	VE
500 ml	66-00-011	66-00-441	66-00-041	1
1000 ml	66-00-015	66-00-445	66-00-045	1
1500 ml	66-00-012	66-00-442	66-00-042	1
2300 ml	66-00-013	66-00-443	66-00-043	1
3000 ml	66-00-014	66-00-444	66-00-044	1



## Wasserfallen

Behälter: 55 ml autoklavierbar bis 134°C, Material: PSU VE 6

REF 66-40-500



REF 66-40-510



REF 66-40-520



REF 66-40-510



Geräte-Wasserfalle REF 66-40-511



## Konnektoren

autoklavierbar bis 134°C, Material: PSU VE 10

REF 60-12-110



REF 60-12-200



Masken-Krümmter REF 60-12-000