

# Zubehör

**Haltering**  
aus Metall, Ø 33mm  
REF 80-11-266



**Haltering**  
aus PSU, Ø 30-33mm  
REF 35-60-266



**Fixationsband**, latexfrei, autoklavierbar bis 134°C

Patient	Material	REF	VE
Kinder	Silikon	35-70-155	10
Erwachsene	Silikon	35-70-255	10



**O<sub>2</sub>-Schlauch** aus PVC  
Länge: 2m, zum Einmalgebrauch  
REF 85-17-000



**Verbindungsschlauch mit Konnektor**  
aus Silikon, komplett autoklavierbar bis 134°C,  
als Verlängerung zwischen Beatmungsbeutel  
und Patientenventil  
REF 80-22-040




**Ansaugventil für Demandventil**, komplett  
Material: Aluminium, autoklavierbar bis 134°C

Anschluss für  
- Demandventil (Foto 1)

Über Zusatzadapter Anschluss für  
- Reservoirventil mit Reservoirbeutel und  
Sauerstoffschlauch (Foto 2)

REF 80-16-900



**PEEP-Ventil**, autoklavierbar bis 134°C

Druck	Größe	Farbe	REF
2,5-10cmH <sub>2</sub> O	22mm A.D.	grün	80-13-001
2,5-10cmH <sub>2</sub> O	30mm I.D.	grün	80-13-004
5-20cmH <sub>2</sub> O	30mm I.D.	blau	80-13-002
5-20cmH <sub>2</sub> O	22mm A.D.	blau	80-13-005



**PEEP-Adapter**  
zum Anschluss des PEEP-Ventils,  
autoklavierbar bis 134°C  
REF 80-13-003



**Reservoirventil**  
autoklavierbar bis 134°C  
REF 80-12-030



**Reservoirbeutel**   
zum Einmalgebrauch

Größe	REF	VE
2600ml	80-12-010	5
600ml	80-12-020	5



**Aufhänger** aus Silikon  
autoklavierbar bis 134°C,  
passend für alle Beatmungsbeutel  
REF 80-10-999



**Schienenklaue**  
mit Halterung für  
Beatmungsbeutel  
REF 79-025-00



# VBM Silikon-Beatmungsbeutel

latexfrei, autoklavierbar bis 134°C



**Erwachsene 2000ml mit Halteschleife**

- mit 40cmH<sub>2</sub>O Druckbegrenzer REF 82-10-100
- ohne Druckbegrenzer REF 82-10-101

**Kinder 500ml**

- mit 40cmH<sub>2</sub>O Druckbegrenzer REF 80-10-200
- ohne Druckbegrenzer REF 80-10-201
- mit Manometer zur Druckkontrolle REF 80-10-251



**Baby 250ml**

- mit 40cmH<sub>2</sub>O Druckbegrenzer REF 80-10-300
- ohne Druckbegrenzer REF 80-10-301
- mit Manometer zur Druckkontrolle REF 80-10-351

# Masken aus Silikon, latexfrei, autoklavierbar bis 134°C

## Masken mit aufblasbarem Kissen

Größe	Patient	Farbe	ohne Haltering REF	mit Haltering aus Metall REF	mit Haltering aus PSU REF	VE
2	Kinder	grün	35-70-222	35-71-222	35-72-222	1
3	Erwachsene klein	gelb	35-70-223	35-71-223	35-72-223	1
4	Erwachsene mittel	rot	35-70-224	35-71-224	35-72-224	1
5	Erwachsene groß	violett	35-70-225	35-71-225	35-72-225	1
6	Erwachsene extra groß	blau	35-70-226	35-71-226	35-72-226	1



## Masken für Kinder

### Rendell Baker Masken

Größe	Patient	REF	VE
0	Neugeborene	35-60-000	10
1	Babys	35-60-001	10
2	Kleinkinder	35-60-002	10
3	Kinder	35-60-003	10



### Masken, rund

Größe	Patient	REF	VE
0	Neugeborene	80-11-000	10
1	Babys	80-11-001	10
2	Kleinkinder	80-11-002	10



## Masken für Erwachsene

### Masken mit Kunststoffschale

Größe	Patient	REF	VE
3	Erwachsene klein	80-11-003	10
4	Erwachsene mittel	80-11-004	10
5	Erwachsene groß	80-11-005	10



### Masken aus Vollsilikon

Größe	Patient	REF	VE
3	Jugendliche / Erwachsene klein	35-60-223	1
4	Erwachsene mittel	35-60-224	1
5	Erwachsene groß	35-60-225	1



# Komplette Sets

## Beatmungsbeutel Set für Erwachsene

- komplett im transparenten Koffer mit
- 2000ml Silikon-Beatmungsbeutel mit Halteschlaufe
  - Maske mit aufblasbarem Kissen Gr. 5
  - Reservoirventil
  - 2600ml Reservoirbeutel
  - 2m O<sub>2</sub>-Schlauch

REF 82-10-190

## Beatmungsbeutel Set für Kinder

- komplett im transparenten Koffer mit
- 500ml Silikon-Beatmungsbeutel
  - Maske mit aufblasbarem Kissen Gr. 3
  - Reservoirventil
  - 2600ml Reservoirbeutel
  - 2m O<sub>2</sub>-Schlauch

REF 82-10-290

## Beatmungsbeutel Set für Babys

- komplett im transparenten Koffer mit
- 250ml Silikon-Beatmungsbeutel
  - Maske, rund, Gr. 1
  - Reservoirventil
  - 600ml Reservoirbeutel
  - 2m O<sub>2</sub>-Schlauch

REF 80-10-390

Koffer für Kinder und Baby Beatmungsbeutel  
Koffer für Erwachsenen Beatmungsbeutel

REF 80-10-080  
REF 80-10-090



# Beatmungskoffer

## Beatmungskoffer für Erwachsene

- komplett mit
- 2000ml Silikon-Beatmungsbeutel mit Halteschlaufe
  - Masken mit aufblasbarem Kissen Gr. 3, 4, 5
  - Guedeltuben Gr. 3, 4, 5

REF 30-92-100

## Beatmungskoffer für Kinder

- komplett mit
- 500ml Silikon-Beatmungsbeutel
  - Maske, rund, Gr. 1
  - Masken mit aufblasbarem Kissen Gr. 2, 3
  - Guedeltuben Gr. 0, 1, 2

REF 30-92-200

## Beatmungskoffer für Babys

- komplett mit
- 250ml Silikon-Beatmungsbeutel
  - Masken, rund, Gr. 0, 1
  - Maske mit aufblasbarem Kissen Gr. 2
  - Guedeltuben Gr. 00, 0, 1

REF 30-92-300



Wandhalterung  
für Beatmungskoffer  
REF 30-91-001

